

TZMO SA  
| tzmo-global.com  
| seni-global.com

TZMO Deutschland GmbH, Waldstraße 2, D-16359 Biesenthal  
Tel. 03337/451329-0 Fax 03337/451329-99  
info@tzmo.de www.seni.de www.tzmo.de www.tzmo.at

11.5E2KXSAW110E03207

**seni**<sup>®</sup>

## Rundumversorgung bei Inkontinenz

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:



## Was ist Blasenschwäche?

Blasenschwäche bezeichnet eine Funktionsstörung der Blase, bei der es zu einem unwillkürlichen Harnverlust kommt.

Allgemein wird oft angenommen, Blasenschwäche trete nur bei älteren Menschen auf und betreffe lediglich Frauen. Beides ist falsch. Die Symptomatik einer Inkontinenz kann bei Menschen in jedem Alter auftreten und beide Geschlechter betreffen. Die Zahl der Betroffenen liegt in Deutschland bei etwa sechs Millionen; inklusive Dunkelziffer wird sie sogar auf neun Millionen geschätzt.

Blasenschwäche ist keine eigenständige Krankheit, sondern eine Begleiterscheinung oder Folgeerkrankung. Verschiedene Faktoren können diese auslösen oder fördern. Die häufigsten Ursachen einer Inkontinenz sind Schwächung der Becken- oder Blasenmuskulatur, Blasen- und Harnwegsentzündungen und starkes Übergewicht. Geschlechterspezifisch können bei Frauen Schwangerschaft, Geburt und Wechseljahre Inkontinenz auslösen, bei Männern eine Prostatavergrößerung. Weniger häufig sind schwere Erkrankungen die Ursache, darunter fallen Tumore, Verletzungen im Gehirn oder Rückenmark, Alzheimer, Parkinson, Diabetes oder psychische Störungen. Inkontinenz kann auch infolge von chirurgischen Eingriffen oder Medikamenteneinnahme auftreten. Für eine richtige Behandlung ist es von elementarer Bedeutung, durch Untersuchungen herauszufinden, welche Ursache vorliegt.

Inkontinenz ist keine reine Alterserkrankung. Sie ist weit verbreitet und kann jeden treffen!

## Abstufungen

Neben den unterschiedlichen Formen tritt Blasenschwäche auch in verschiedenen Schweregraden auf. Man unterscheidet diese gemäß der Menge des unkontrollierten Harnverlustes. Um die richtige Behandlung und die optimalen Inkontinenzhilfsmittel für die jeweilige Stufe zu wählen, dient folgende Einstufung zur Orientierung:

INKONTINENZSTUFE	LEICHT	MITTEL	SCHWER
Urinmenge, die unkontrolliert innerhalb von 4 Stunden ausgeschieden wurde			
	BIS 100 ml	100-200 ml	ÜBER 200 ml

## Eigenschaften der Inkontinenzprodukte von SENI



### Atmungsaktiv – die Luft kann zirkulieren

Die Außenseite der SENI Produkte ist aus einem speziellen luftdurchlässigen Material und lässt die Haut frei atmen.



### Ein angenehm trockenes Gefühl

Die spezielle EDS-Schicht sorgt für eine schnelle Verteilung und Aufnahme der Flüssigkeit in den Saugkern und so für ein angenehm trockenes Gefühl.



### Verhindert die Entstehung von unangenehmen Gerüchen

Odour Stop ist eine Bezeichnung für die Eigenschaft des in den Inkontinenzprodukten verwendeten Superabsorbenters, der die Entstehung des unangenehmen Geruchs verhindert.



### Das Risiko von Allergien wird minimiert

Produkte mit dieser Bezeichnung haben keine Latexelemente. Stattdessen wurde ein elastisches Garn verwendet. Dadurch wird das Risiko von Allergien minimiert. Die Produkte von SENI können ohne Bedenken von Personen verwendet werden, die gegen Latex allergisch sind.



### Anatomische Passform

Die spezielle Form der SENI Produkte ermöglicht eine optimale Anpassung an den Körper. So genießt der Betroffene die volle Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und Diskretion.

Inkontinenzprodukte sind Hilfsmittel und grundsätzlich erstattungsfähig. Für die Kostenübernahme der Inkontinenzprodukte durch die Krankenkasse, ist ein Rezept erforderlich. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt und lassen Sie sich in der Apotheke oder im Sanitätshaus beraten!



## Seni Control

Atmungsaktive Einlagen  
für Frauen und Männer

- **Saugkissen mit Superabsorber** – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert unangenehme Gerüche
- **Breiter Haftstreifen** – einfache Handhabung und Fixierung in der Unterwäsche



### Für leichte bis mittlere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO11948)	Größe (cm)	Menge je Karton
11532674	Mini	15.25.30.5038	190 ml	9,5 x 22,5	16 x 15 Stk.
11509959	Normal	15.25.30.5039	360 ml	10,5 x 28	16 x 15 Stk.
11509988	Extra	15.25.30.5040	430 ml	15,5 x 28	16 x 15 Stk.
11510023	Super	15.25.30.5041	780 ml	20 x 36,5	16 x 15 Stk.
11532697	Plus	15.25.30.0012	930 ml	21,5 x 42	16 x 15 Stk.



## San Seni Basic

Anatomisch geformte Vorlagen

- **Offenes System** ohne hüftumfassende Seitenflügel – garantiert vollste Bewegungsfreiheit
- **Fixierung mit Hilfe von speziellen, elastischen Höschen Seni Fix Basic oder Seni Fix** – ideale Anpassung an den Körper, auch bei Personen mit Übergewicht
- **Saugkissen mit Superabsorber** – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche
- **Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz** – schützt zuverlässig vor dem Auslaufen
- **Nässeindikator** – informiert über den Wechselbedarf



### Für mittlere bis schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO11948)	Größe (cm)	Menge je Karton
13228615	Prima	15.25.30.1020	1000 ml	32,5 x 61	4 x 30 Stk.
13228638	Normal	15.25.30.1021	1250 ml	32,5 x 62,5	4 x 30 Stk.
13228667	Maxi	15.25.30.2035	2000 ml	37 x 69	3 x 30 Stk.



## Seni V

Atmungsaktive, saugstarke Vliesvorlagen

- Empfohlen als **zusätzliches** Saugkissen bei Verwendung von Inkontinenzhosen, speziell bei gleichzeitiger Urin- und Stuhlinkontinenz
- Achtung:** nicht als einzigen Schutz bei Harninkontinenz verwenden
- Saugkissen mit Superabsorber** – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche



PZN	Produkt	Saugstärke ca. ml (ISO 1948)	Größe (cm)	Menge je Karton
03427584	Normal	1040 ml	32 x 62,5	4 x 30 Stk.
03427590	Maxi	1250 ml	37 x 69	4 x 30 Stk.



## Seni Fix Basic

Einfache, elastische Fixierhöschen

- Speziell zur Fixierung** von anatomisch geformten Vorlagen
- Elastisch** – Anpassung an den Körper, ideal auch für Personen mit Übergewicht
- Waschbar und trockengeeignet** – zum mehrmaligen Gebrauch geeignet
- Latexfrei** – besonders hautfreundlich



PZN	Produkt	Bauchumfang in cm	Hilfsmittel-Nr.	Menge je Karton
05503071	Seni Fix Basic Medium	70 - 90	15.25.02.1013	10 x 100 Stk.
05503065	Seni Fix Basic Large	85 - 110	15.25.02.1014	10 x 100 Stk.
05503059	Seni Fix Basic Extra Large	105 - 130	15.25.02.1013	10 x 100 Stk.



## Seni Active Classic

Atmungsaktive Inkontinenzslips

- Wie gewöhnliche Unterwäsche an- und ausziehbar – praktisch und komfortabel
- Aufreißbare Seitennähte** – einfache Entsorgung des gebrauchten Produktes
- Saugkissen mit Superabsorber** – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche, erhöhter Schutz für besonders aktive Personen
- Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz** – schützt vor dem Auslaufen
- Nässeindikator** – informiert über den Wechselbedarf



Für mittlere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO 1948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
13330414	Small	*	1200 ml	55 - 85	2 x 30 Stk.
13330437	Medium	15.25.31.4048	1300 ml	80 - 110	2 x 30 Stk.
13330466	Large	15.25.31.5031	1450 ml	100 - 135	2 x 30 Stk.
13330489	Extra Large	15.25.31.5037	1550 ml	120 - 160	2 x 30 Stk.



## Seni Classic

Atmungsaktive  
Inkontinenzhosen mit Seitenflügeln

- Inkontinenzhosen mit Seitenflügeln aus weichem und atmungsaktivem Vlies
- Klebeklettverschlüsse – ermöglichen mehrmaliges Öffnen und Schließen
- Doppeltes Saugkissen mit Superabsorber – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche
- Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz – schützt vor dem Auslaufen
- Nässeindikator – informiert über den Wechselbedarf



• Seni Classic - Für mittlere bis schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
13334576	Small	15.25.31.3032	1500 ml	55 - 80	4 x 30 Stk.
13334599	Medium	15.25.31.4042	2200 ml	75 - 110	4 x 30 Stk.
13334613	Large	15.25.31.8155	2500 ml	100 - 150	4 x 30 Stk.
13334665	Extra Large	15.25.31.8156	2500 ml	130 - 170	4 x 30 Stk.



• Seni Classic Plus - Für schwere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
13334688	Small	15.25.31.6023	2000 ml	55 - 80	3 x 30 Stk.
13334702	Medium	15.25.31.7056	2800 ml	75 - 110	4 x 30 Stk.
13334725	Large	15.25.31.8151	3100 ml	100 - 150	3 x 30 Stk.
13334748	Extra Large	15.25.31.8152	3100 ml	130 - 170	3 x 30 Stk.



## Seni Classic Basic

Inkontinenzhosen  
mit Klettverschlüssen

- Klebeklettverschlüsse – ermöglichen mehrmaliges Öffnen und Schließen
- Doppeltes Saugkissen mit Superabsorber – bindet zuverlässig die Flüssigkeit und neutralisiert Gerüche
- Flüssigkeitsabweisender, seitlicher Auslaufschutz – schützt vor dem Auslaufen
- Nässeindikator – informiert über den Wechselbedarf



Für mittlere Inkontinenz

PZN	Produkt	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO11948)	Bauchumfang in cm	Menge je Karton
13335819	Small	15.25.31.0028	1400 ml	55 - 80	4 x 30 Stk.
13335848	Medium	15.25.31.4041	2100 ml	75 - 110	4 x 30 Stk.
13335877	Large	15.25.31.8153	2400 ml	100 - 150	4 x 30 Stk.
13335914	Extra Large	15.25.31.8154	2400 ml	130 - 170	4 x 30 Stk.



## Bettenschutzunterlagen

Seni Soft Normal und Seni Soft Basic Bettenschutzunterlagen helfen das Bett frisch und hygienisch sauber zu halten, besonders bei bettlägerigen Inkontinenten.

- Saugfähiger Kern aus Zellstoff-Flocken
- Oberfläche aus weichem Vliesstoff – angenehmer Liegekomfort
- Unterseite aus feuchtigkeitsundurchlässiger und rutschfester Folie



### - Seni Soft Basic

PZN	Größe (cm)	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO11948)	Menge je Karton
06846703	40 x 60	–	350 ml	4 x 30 Stk.
06846695	60 x 60	19.40.05.4081	600 ml	4 x 30 Stk.
06846726	90 x 60	19.40.05.5113	950 ml	4 x 30 Stk.
11322126	90 x 60	19.40.05.5113	950 ml	1 x 50 Stk.



### - Seni Soft Normal

PZN	Größe (cm)	Hilfsmittel-Nr.	Saugstärke ca. ml (ISO11948)	Menge je Karton
12338336	40 x 60	–	500 ml	8 x 30 Stk.
10341446	60 x 60	19.40.05.4080	950 ml	4 x 30 Stk.
10341535	90 x 60	19.40.05.5112	1600 ml	4 x 30 Stk.
11554799	90 x 60	19.40.05.5112	1600 ml	1 x 50 Stk.

## Wie wählen Sie das richtige Inkontinenzprodukt?

### 1 Bestimmen Sie den Schweregrad der Inkontinenz

Der Schweregrad von Inkontinenz wird nach der Urinmenge eingeteilt, die innerhalb von vier Stunden unkontrolliert abgeht.

Markieren Sie den passenden Schweregrad:



gelegentlicher Urinverlust zwischen den Toilettensuchen



regelmäßiger und starker Urinverlust



regelmäßiger, starker und unkontrollierter Urinverlust

Liegt auch Subinkontinenz vor?  
JA  NEIN

### 2 Bestimmen Sie die körperliche Verfassung des Betroffenen



bewegt sich selbstständig, führt ein aktives Leben



bewegt sich in einem Rollstuhl oder mit einer Gehhilfe



bettlägerig

### 3 Wählen Sie die passende Produktgröße

Messen Sie mit einem Maßband den Taillen- und Hüftumfang und vergleichen Sie die Werte mit der Größenabtafel.



#### Beispiel: Inkontinenzhosen Seni Classic

Befinden sich Taillen- und Hüftumfang in gleichen Größenbereichen, wählen Sie die Größe folgendermaßen aus. Befinden sich Taillen- und Hüftumfang in zwei verschiedenen Größenbereichen, wählen Sie die Größe anhand des höheren Wertes.



Inkontinenzhals		Inkontinenzhosen	
Maße in cm	Größe	Maße in cm	Größe
55 - 85	(1) small	40 - 60	(8) extra small
80 - 110	(2) medium	55 - 85	(11) small
100 - 135	(3) large	75 - 110	(12) medium
120 - 160	(4) extra large	100 - 150	(15) large
		130 - 170	(4) extra large

## Anlegetechnik der SENI-Produkte

### Seni Control



### Seni Active Classic



**Wichtig!** Vor dem Anlegen soll die anatomische Form des Produktes wiederhergestellt werden:



### San Seni Basic Seni V



### Seni Classic Seni Classic Plus Seni Classic Basic



### Seni Soft Basic Seni Soft Normal

40 x 60  
60 x 60  
90 x 60



**seni**<sup>®</sup>  
care

Professionelle Pflegeprodukte für beanspruchte Haut bei Inkontinenz. Ideal zur Vorbeugung und Linderung von Hautproblemen.



## SANFTE REINIGUNG

- Pflegeprodukte zur Reinigung besonders empfindlicher und beanspruchter Haut



Anwendung  
mit Wasser



Anwendung  
ohne Wasser

	PZN	Produkt	Inhalt	Menge im Karton
1	03816819	Rückfettende Waschlotion	500 ml	12 Stk.
2	10311014	Cremedusche (3 % UREA)	300 ml	12 Stk.
3	10310983	Feuchtigkeitsspendendes Shampoo (3 % UREA)	500 ml	12 Stk.
4	12436010	Shampoo - Schaum	200 ml	12 Stk.
5	00190911	Hautreinigungs- und Pflegeschaum	500 ml	12 Stk.
6	10307780	Waschcreme 3 in 1 (3 % UREA)	1000 ml	6 Stk.
7	00603951	Feuchttücher (20 x 32 cm)	80 Stk.	8 Stk.
8	13513770	Feuchttücher SENSITIVE (20 x 32 cm)	68 Stk.	8 Stk.

## REGENERATION

- Pflegeprodukte zur reichhaltigen Pflege und Feuchtigkeitsversorgung



	PZN	Produkt	Inhalt	Menge im Karton
9	01913381	Regenerierender Pflegebalsam für trockene Haut	250 ml	12 Stk.
10	09106621	Feuchtigkeitsspendende Körperemulsion (4 % UREA)	500 ml	12 Stk.
11	11174045	Pflegende Handcreme (3 % UREA)	75 ml	12 Stk.
12	11174051	Pflegende Fußcreme (3 % UREA)	75 ml	12 Stk.
13	00698905	Creme für trockene und raue Haut (10 % UREA)	100 ml	12 Stk.
14	00181728	Aktivierendes Gel mit Guarana	250 ml	12 Stk.
15	09101814	Pflegendes Körperöl	150 ml	12 Stk.

## WIRKSAMER SCHUTZ

- Pflegeprodukte mit entzündungshemmender und schützender Wirkung



	PZN	Produkt	Inhalt	Menge im Karton
16	00603945	Schutzcreme mit Zinkoxid	200 ml	12 Stk.
17	00164931	Schutzcreme mit Arginin	200 ml	12 Stk.

## SENI CARE

Pflegekomfort – Zusatzangebot



	PZN	Produkt	Inhalt / Größe	Menge je Karton
18	00603974	Schutzservietten mit Bindelaschen (40 cm x 60 cm)	100 Stk.	6 Stk.
19	05565563	Hygienetücher Air-Laid (36 cm x 32 cm)	30 Stk.	24 Stk.
20	00603968	Waschhandschuhe mit Folie	50 Stk.	18 Stk.
21	05565557	Waschhandschuhe ohne Folie	50 Stk.	12 Stk.
22	09631802	Entsorgungsbeutel für Inkontinenzmaterial	100 Stk.	10 Stk.

16



## SeniControl App



# Alles unter Kontrolle



Anna und Michael leiden unter Inkontinenz. Ihr Alltag wird zunehmend von der Blase bestimmt. Experten von SENI haben die optimale Lösung entwickelt: Eine App, die Anna und Michael diskret begleitet.

SeniControl App hilft Anna und Michael bei:

- der Bestimmung Ihrer Inkontinenzstufe
- der Wahl des geeigneten Produktes
- der Kontrolle der Ausgaben für Inkontinenzprodukte.

Heike betreut eine Person mit Inkontinenz. Sie kauft Inkontinenzprodukte für ihren Sützling. Sie ist aber nicht sicher, ob die Hilfsmittel richtig an dessen Bedürfnisse angepasst sind.

Die SeniControl App hilft Heike, die Inkontinenzstufe des Gepflegten zu bestimmen und das optimale Produkt zu finden.

Anna und Michael haben jetzt alles wieder unter Kontrolle und genießen jeden Tag.

Heike kann mit der App mehrere Personen in der Pflege begleiten und hat dadurch die volle Kontrolle.

Jetzt kostenlos herunterladen!



17

## SENI Produktübersicht

### Für leichte bis mittlere Inkontinenz

				
SENI CONTROL				
				
MINI	NORMAL	EXTRA	SUPER	PLUS

### Für mittlere bis schwere Inkontinenz

				
SAN SENI BASIC	SAN SENI BASIC			SAN SENI BASIC
				
PRIMA 32,5-61	NORMAL 32-62,5			MAXI 37-69
		SENI CLASSIC BASIC	SENI CLASSIC	SENI CLASSIC PLUS
				
		S M L XL	S M L XL	S M L XL
		SENI ACTIVE CLASSIC		
				
		S M L XL		

SENI V	SENI SOFT NORMAL / SENI SOFT BASIC	ZUSATZANGEBOT	PFLEGEPRODUKTE SENI CARE
	40-60 60-60 90-60 		
NORMAL / MAXI			